

# CELLKICK

## BEHANDELTijd

SYMPTOMEN	1E WEEK	2E WEEK	3E WEEK +	HOE VAAK	SESSIE
WOND / HUIDPROBLEMEN	1 MINUUT	2 MINUTEN	3 MINUTEN	2 X PER DAG	5 DAGEN
SPORTBLESSURES	3 MINUTEN	4 MINUTEN	5 MINUTEN	2 X PER DAG	5 DAGEN
CHRONISCHE PIJN	4 MINUTEN	5 MINUTEN	5 MINUTEN	2 X PER DAG	5 DAGEN
ARTROSE/ ONTSTEKINGEN	4 MINUTEN	5 MINUTEN	5 MINUTEN	2 X PER DAG	5 DAGEN

Behandeltijd bij de instelling op het apparaat in Joules

# CELLKICK

## BEHANDELTijd NOGIER FREQUENTIES

WEEK	TIJD	HOE VAAK	SESSIE
1	1 MINUUT	2-3 X PER DAG	5 DAGEN
2	2-3 MINUTEN	2-3 X PER DAG	5 DAGEN
3+	3-5 MINUTEN	2-3 X PER DAG	5 DAGEN



# CELLKICK

BY JANINE OOSTERKAMP

## Gebruikershandleiding

---

*CellKick Low Level Laser Topline*



## **Nogier Frequenties**

Elke cel heeft zijn eigen trilling. Paul Nogier ontdekte dat wanneer weefsel ziek is, de cellen uit hun trillingspatroon vallen. Met rood lichttherapie wordt ervoor gezorgd dat de cel de juiste trilling weer terug krijgt en daardoor weer zijn functie kan vervullen.

Het is gemakkelijk om het welzijn van het lichaam als muziek te beschouwen. Zolang elk weefsel, elk systeem, elke zenuw en alle organen op hun natuurlijke frequentie trillen, is er muziek en harmonie. Het is voldoende dat slechts één deel van dit systeem de resonantie verandert, en de muziek verandert in disharmonie en onaangenaam geluid. Nogier-frequenties zijn gezonde frequenties die het systeem kunnen stimuleren en het in zijn vorige, harmonieuze staat kunnen herstellen.

### **De in te stellen frequenties:**

#### **a. 292 Hz – cel gezondheid/vernieuwing**

Resoneert met het Ectoderm (buitenste weefsel) dat huid, klieren, zenuwen, ogen, oren, tanden, hersenen en ruggenmerg vormt.

Helpt wondgenezing, huid- en zenuwherstel en vermindert littekenweefsel, ontstekingen en tumoren.

Probeer D als een chronische aandoening gerelateerd aan A niet verbetert. Frequentie A is een universele frequentie (net als G) die onder alle omstandigheden kan worden geprobeerd

#### **b. 584 Hz – autonoom zenuwstelsel**

Resoneert met het Endoderm (binnenste weefsel) dat de bekleding vormt van het darmkanaal, de longen, de blaas, de urethra en de gehoorbuis. Het vormt ook de schildklier, de thymus, de lever, de galblaas en de pancreas. Verbetert de voedingsassimilatie, allergieproblemen en brengt het parasymphatische zenuwstelsel in evenwicht.

Gebruikt bij problemen met de bloedsomloop, oedeem en lymfeproblemen

#### **c. 1168 Hz – Spieren en bloedsomloop**

Resoneert met Mesoderm (middelste weefsel) dat bindweefsel vormt zoals ligamenten, pezen, kraakbeen, spieren en botten. Het vormt ook het hart, de bloed- en lymfevaten, de nieren, de eierstokken, de testikels, de milt en de cortex van de bijnier. Gebruikt voor spier-, skelet- en myofasciale pijn.\* Probeer D als de chronische aandoening gerelateerd aan C niet verbetert.

#### **d. 2336 Hz – stress in lichaam en geest**

Helpt de twee kanten van de hersenen in evenwicht te brengen. Kan ook helpen stress te verminderen en te behandelen

#### **e. 4672 Hz – Perifeer zenuwstelsel**

Gebruikt voor wervelkolom- en huidaandoeningen en voor pijnbestrijding. Resoneert met het ruggenmerg en het perifere zenuwstelsel. Ervaring van dierenartsen: Vermindert overmatige verkalking zoals botsproten en artritische gewrichten.

#### **f. 73 Hz – Harmonie, Hormoon balans**

Resoneert met de subcorticale of lagere delen van de hersenen. inclusief de thalamus en hypothalamus – twee belangrijke controlecentra voor lichaamsfuncties. Kan ook helpen bij spierspasmen, gezichtspijn, hoofdpijn en depressie. Is gebruikt voor niet-genezende botbreuken en om hormonen in evenwicht te brengen. Veterinaire ervaring: Verbetert de bloedsomloop.

#### **g. 146 Hz – Harmonie, hersenactivatie en intelligent weefsel**

Gebruikt voor geheugen, psychische stoornissen, nervositeit en zorgen. Resoneert met de hersenschors van de hersenen, betrokken bij denken, verbeelden en creëren. Ervaringen van dierenartsen: Vermindert ontstekingen en littekenweefsel op pezen en ligamenten, vermindert oedeem en verbetert het tandvlees. Universele frequentie (zoals A) die voor elke aandoening kan worden geprobeerd.

## Joules

De low level laser kan ook met succes worden gebruikt voor huidandoeningen, littekens, wondgenezing, gescheurde gewrichtsbanden, pezen, plaatselijke pijn enz. Je kunt de low level laser 5-7 dagen per week inzetten, afhankelijk van het doel waarmee je behandelt.

Gebruik hem niet langer dan 20 minuten, wacht in ieder geval 6 uur tussen de 20 minuten sessies.

## Instructies

<p>Stap 1 Druk de aan/uit button lang in. Het display gaat aan. Deze staat standaard op 3 minuten.</p>	
<p>Stap 2 Druk op de klok-button. Hiermee kun je de gewenste tijd instellen. Deze kan tot 5 minuten ingesteld worden.</p>	
<p>Stap 3 Kies de juiste frequentie. Druk eerst op M om het aantal te Joules veranderen in Hz. Het aantal Hz kun je aanpassen met de frequentie button. Bij het gebruik van Joules: Sla deze stap over.</p>	
<p>Stap 4 Druk op de aan/uit button. Het programma start.</p>	

## Opladen

Als de low level laser niet normaal kan worden ingeschakeld of als het apparaat ineens uitvalt, moet u deze opladen. Elk pakket wordt geleverd met een oplader. Druk op de aan/uit knop voor 3 seconden. Verbind de oplader met het apparaat en laad hem 2 uur op.

Geef het apparaat even de tijd om af te koelen na het opladen, alvorens het weer in gebruik te nemen.

## Let op!

Gebruik het licht niet in de buurt van water. Wees voorzichtig met het behandelen in de buurt van de ogen. De lamp mag NIET worden gebruikt door kinderen onder de 13 jaar en zwangere vrouwen. Gebruik de rood lichttherapie niet bij kanker. Hier is nog geen gedegen onderzoek naar gedaan! Gebruik geen rood lichttherapie op de buik van drachtige dieren. Gebruik geen rood lichttherapie als het dier medicatie krijgt dat gevoeligheidsreacties kan oproepen in combinatie met licht.