



Gebruikers instellingen Low Level Laser Topline

2-3 maal daags behandelen

Aandoening	frequentie Topline	opmerking
actieve schiefel paard	1168 Hz	
artrose/spat	1168 Hz	
bekken problemen	1168 Hz	
CPL	1168 Hz	
depressie	73 Hz	onderkant schedel behandelen
headshaking paard	1168 Hz	tmj / achterhoofd behandelen
hernia	1168 Hz	
heup problemen	1168 Hz	
hoofdpijn	1168 Hz	bij hoofdpijn vanuit nek/schouders
hormoononbalans	73 Hz	onderkant schedel behandelen
hotspot	292 Hz	
huidontsteking	292 Hz	
kaak problemen	1168 Hz	
kale plekken	292 Hz	
kissing spines	1168 Hz	
knieproblemen hond	1168 Hz	
littekens	292 Hz	
luchtwegen	584 Hz	locatie orgaan behandelen
mok	292 Hz	
oedeemvorming	1168 Hz	
ontstekingen	1168 Hz	
oorontsteking	1168 Hz	
organondersteuning	584 Hz	locatie orgaan behandelen
peesproblemen	1168 Hz	
pijn (veel)	4672 Hz	
spierpijn	1168 Hz	
spierscheur	1168 Hz	
spierspasmen	146 Hz	
spondylose	1168 Hz	Als er veel kalk afzetting is: 4672 Hz
stalbenen	1168 Hz	
stress	2336 Hz	onderkant schedel behandelen
tandvlees ontsteking	292 Hz	
vasculitis	1168 Hz	
vocht ophoping	1168 Hz	
wonden	292 Hz	
zenuwherstel	292 Hz	